

Bügeltipps

- Wichtig: PH Toner bitte niemals vergessen, falls doch unbedingt Gel nochmals entfernen, dann Toner und dann Gel! Ansonsten ist das Bügelergebnis von vornherein nicht optimal!
- Die Zeit beim Bügeln ist nicht so wichtig. Wir können durch längere Bügelzeiten das Ergebnis nicht beeinflussen. Wichtig sei hier auch wieder Toner, Toner, Toner
- PH Toner nicht wischen sondern nur auf tupfen
- Behandlungsdauer Negativ: 2 min (1 Fontaine – weiße Ampulle) Positiv (2 Fontainen - blaue Ampulle) 3 min Raucher Positiv 5 min
- Ganz wichtig ist, dass wir unser Gerät unbedingt richtig sauber machen, wenn wir mit dem 1. Durchgang fertig sind. Es dürfen keinerlei Reste auf dem Bügler vom weißen Gel sein! Erst wenn gereinigt, dann auf Gesicht mit blauem Gel!!!!
- Beim Bügeln bitte unbedingt keinen Schmuck (Ringe oder Metallband-Uhren) tragen. Der galvanische Strom bündelt sich an unserem Ring und unterbricht den Stromkreislauf – somit nur geminderter Erfolg!
- Hände müssen feucht sein – behandelt man eine andere Person diese mit der anderen Hand am Gesicht /Hals berühren andernfalls ist der Stromkreis nicht geschlossen und das Gerät arbeitet nicht
- **WICHTIG: Bei Gesichtsbehandlungen mit dem Gerät immer bis hinter das Ohr gehen – dort sind die Lymphdrüsen die für den Abtransport „gelöster Stoffe“ zuständig sind**
- **Es ist unbedingt empfehlenswert vor der Behandlung ein Glas Wasser zu trinken**
- **Gele nicht im Kühlschrank lagern. Wenn die Gele kalt sind stellt sich der Behandlungserfolg erst nach 12h ein**
- Bei der Cellulite-Behandlung kann man sowohl Fett im Gewebe abbauen, als auch das Bindegewebe straffen. Hier ist empfehlenswert zuerst das Fett abbauen und dies mit dem Cellulite-Creme-Programm. Wenn der gewünschte Erfolg da ist, (kann nach 1 bis 1 ½ Monate konsequenter Behandlung sein) die Behandlung mit den Gesichtsgels weiterführen. Die Gele bewirken eine Hautstraffung!
- Wie das Gerät für die jeweilige Behandlung eingestellt werden muss, steht bei allen Produkten auf der Schachtel - ob eine Fontäne oder zwei und dahinter die Min. Zahl.
- Bei Behandlung mit Nutriol (Produkt für Haare) bitte sorgfältig arbeiten und nicht übers Gesicht verteilen, sollte Gesicht mit Nutriol Treatment in Verbindung kommen, bitte sofort abwaschen - kann zu Hautirritationen führen!!! Für die Kopfhaut aber völlig unschädlich!!!!!!!!!!!!!!
- Hier werden die Haare mit dem Shampoo gewaschen und anschließend den Extraktor verteilt. Dann mit Kamm-Aufsatz auf Stufe II bearbeiten! Bei Glatzen ist empfehlenswert, den Aufsatz von der Gesichtsbehandlung zu verwenden, denn dieser kann den Extraktor dann besser verteilen
- **WICHTIG:**
- Soll Fett abgebaut werden muss das Cellulite Programm angewandt werden – soll Haut gestrafft werden müssen die Facial Gels verwendet werden